

Mascarillas solidarias de Seseña

PREÁMBULO.

Desde el inicio de la crisis mundial sanitaria producida por el COVID-19 y paulatinamente con su agravante diario. Los centros de salud, emergencia, hospitales, cuerpos de seguridad etc. Se han quedado desabastecidos de los EPI'S necesarios para llevar a cabo su trabajo. Es por ello, que desde costureras voluntarias de la ciudad de Seseña, se han ofrecido para llevar a cabo la labor de costura de mascarillas.

1.- MASCARILLAS

Como se ha comentado en el preámbulo, se llevará a cabo la realización de mascarillas. Para su realización se podrán seguir unos patrones establecidos como se muestran en los siguientes enlaces:


<https://www.youtube.com/watch?v=cQ1JVV1fXM4>

<https://www.youtube.com/watch?v=stW7IB7D6zl>


<https://youtu.be/f9-6GlfjBjw>

<https://www.youtube.com/watch?v=S6n9J3XfPPc>

Además, se adjunta una serie de imágenes de patrones con medidas de diferentes modelos de mascarillas:



PATRÓN MASCARILLA



@artesaniaober


vogmask®
V

vogmask size test

Use this guide to determine what size Vogmask will fit you best.

Cut along the dotted line, fold on vertical center, join nose and chin flaps with tape, and hold to face to determine which size will provide best fit.

- XS 4-10 kg / 10-24 lbs, Dimensions: 88 mm x 120 mm
- S 11-22 kg / 25-50 lbs, Dimensions: 110 mm x 155 mm
- M 23-54 kg / 51-120 lbs, Dimensions: 120 mm x 180 mm
- L 55-90 kg / 121-200 lbs, Dimensions: 145 mm x 200 mm



The diagram shows a Vogmask mask template with four sizes indicated by dotted lines: XS (innermost), S, M, and L (outermost). The mask is symmetrical and has a central vertical fold line. The top and bottom edges are labeled 'nose flap' and 'chin flap' respectively, with arrows pointing to the center. The number '3' is placed at the top and bottom corners of the mask, and the number '1' is placed at the right side. Scissors icons are placed at the top and bottom corners, indicating where to cut along the dotted lines.

2.- MATERIALES

Para la fabricación de dichas mascarillas se utilizarán telas convencionales con un forro interior de tela de algodón. En ese forro se podrá instalar filtros tipo los de café. Las gomas que sujeten la mascarilla han de ser elásticas, para facilitar su colocación. Para la esterilización de las telas será la siguiente:

- Previamente lavado a 60°C de las telas a utilizar con un posterior planchado a 90°C.

3.- DESTINATARIOS

Todas estas mascarillas irán destinadas en orden de importancia a: centros de salud, residencias de ancianos, familias en cuarentena que no dispongan de mascarillas ni de cómo conseguirlas, cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil Voluntarios y Colaboradores.

4.- MODO DE PRODUCCIÓN

Durante la producción se deberán tomar las siguientes medidas higiénico-sanitarias:

1. La materia prima deberá de estar en un recipiente esterilizado durante todo el proceso de fabricación.
2. Las costureras, estarán debidamente dotadas de los siguientes equipos de protección individual con el fin de garantizar la correcta cadena higiénico-sanitaria, tanto para ellas, como para las mascarillas que se van a fabricar.
 - Bata
 - Gafas
 - Cubrepelo desechable
 - Guantes desechables
 - Gel hidro-alcóhólico
 - Mascarilla

3. A cada unidad de mascarilla producida se le someterá a un nuevo proceso de esterilización con planchado a dos caras a 90°C con vapor. A continuación, se irá empaquetando en bolsas individuales de plástico autocierre y a su vez en cajas.

5.-MODO DE DISTRIBUCIÓN

Desde base de Protección Civil Seseña, situada en la calle del Ayuntamiento nº32, se distribuirán todas estas mascarillas a los destinatarios nombrados en el apartado número 3 cuando estos las demanden.